



Kolumny do treningu funkcjonalnego Lojer Vertical Pull

Opis produktu:

Kolumna wertykalna VERTICAL PULL to wszechstronne oraz efektywne urządzenie do treningu funkcjonalnego.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kolumny do treningu funkcjonalnego Lojer Vertical Pull

Kolumna wertykalna VERTICAL PULL to wszechstronne oraz efektywne urządzenie do treningu funkcjonalnego.

Cechy charakterystyczne

- wytrzymała konstrukcja,
- obciążniki bezpiecznie zamknięte w kasie,
- wysokość uchwytu oraz długość linki regulowana w zakresie 5cm,
- cichy i łagodny ruch w pełnym zakresie działania,
- sześć punktów zaczepu do ściany,
- regulowana wysokość kolumny w zależności od wysokości pomieszczenia od 228 do 298cm.

Dane techniczne:

szerokość [cm]:		51
wysokość całkowita [cm]:		228-298

głębokość [cm]:	77
waga całkowita [kg]:	189

Informacje:**Model:**

Lojer kolumny: Stos o wadze 50 kg - 20 * 2,5 kg,
Stos o wadze 80 kg - 16 * 5 kg, Stos o wadze 100
kg - 20 * 5 kg