

Urządzenie do masażu wodnego - Aquavibron



Opis produktu:

Urządzenie do masażu wodnego Aquavibron przeznaczone do aparatu **Ekopompa**.

Aquavibron stosowany jest zarówno w szpitalach, sanatoriach, jak i gabinetach rehabilitacji i odnowy biologicznej. Urządzenie jest **proste w obsłudze** i **bezpieczne w użytkowaniu**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Urządzenie do masażu wodnego - Aquavibron

Urządzenie do masażu wodnego Aquavibron to urządzenie przeznaczone do zabiegów masażu leczniczego. **Aquavibron** jest stosowany zarówno w szpitalach, sanatoriach, jak i gabinetach rehabilitacji i odnowy biologicznej. Urządzenie jest proste w obsłudze i bezpieczne w użytkowaniu.

Urządzenie do masażu wodnego - Aquavibron

- aż 15 rodzajów membran do masażu
- może być stosowany w domu, lub profesjonalnych placówkach rehabilitacji
- aparat wielokrotnie nagradzany za funkcjonalność i możliwości terapeutyczne
- pozwala na terapię ogromnej ilości schorzeń i zaburzeń
- prosta obsługa,
- możliwość przeprowadzenia zabiegu w wodzie,
- masaż suchy praktycznie w każdych warunkach,
- możliwość podłączenia do starego i nowego typu kranu,
- do zabiegu wystarczy woda z kranu,
- brak ograniczeń czasowych użytkowania aparatu.

Zalecenia kliniczne i zastosowania aparatu Aquavibron:

- **Dermatologia** - zapobiega wypadaniu włosów, powstawaniu odleżyn, wspomaga terapię zaburzeń nerwicznych skóry i tkanki podskórnej.
- **Choroby układu krążenia** - skutecznie redukuje zaburzenia krążenia, wspomaga terapię miażdżycy i stanów po odmrożeniach.
- **Choroby przewodu pokarmowego** - redukują zaparcia, łagodzą dolegliwości spowodowane zrostami pooperacyjnymi w jamie brzusznej.
- **Choroby układu oddechowego** - skuteczny w przypadku astmy, czy przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli.
- **Neurologia** - wspomaga leczenie chorób typu nerwobóle, bóle międzyżebrowe, czy dyskopatia i lumbago. Stosowany z powodzeniem u dzieci z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa, czy u chorych cierpiących na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona i stany depresyjne.
- **Urologia** - pomocny w leczeniu choroby prostaty, nocnego moczenia.
- **Reumatologia** - z powodzeniem łagodzi objawy reumatoidalnego i przewlekłego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowej stawów, dny stawowej czy reumatyzmu tkanek miękkich. Aquavibron przynosi znaczącą ulgę w schorzeniach: łokieć tenisisty, łokieć golfisty, czy zapalenie ścięgna Achillesa.
- **Stany pourazowe** - łagodzi obrzęki, uszkodzenia więzadeł czy torebek stawowych. Wspomaga redukcję bólu mięśni i przykurczy, stosowany także przy zaburzeniach rozwoju narządów ruchu, w porażeniach wiotkich.
- **Stomatologia** - skutecznie leczy paradontozę, a także choroby przyzębia.
- **Onkologia** - stosowany w rehabilitacji po mastektomii.
- **Zaburzenia przemiany materii** - stosowany do kontroli wagi, główne zalecenia to nadwaga, otyłość.

Wypożyczenie Aquavibron:

- 2 węże,
- głowica wibracyjna,
- tuleja z rozdzielaczem,
- uszczelniacze (6 sztuk, o różnych średnicach) do zakładania na krany,
- metalowa kształtka do podłączenia do kranu,
- gumowa rurka odprowadzająca wodę,
- sitko mogące służyć jako prysznic,

- 15 profesjonalnych membran do zabiegów leczniczych.

W zestawie następujące membrany:

- gumowa - płaska z krążkiem
- gumowa - płaska z kolcami
- gumowa - płaska z jedną kulką
- gumowa w kształcie smoczka
- gumowa - grzebień dwurzędowy
- gumowa - grzybek
- gumowa z gąbką
- trzyczędowy - grzebień
- pięciokulkowa - o silnym działaniu
- stożkowa - do zabiegów punktowych - akupunktura

Membrany Aquavibron i ich przeznaczenie:

Płaska membrana z krążkiem - do masażu małych grup mięśni.

Membrana z kolcami - poprawia ukrwienie obwodowe, do masażu tkanek.

Membrana płaska z jedną kulką - małe i średnie stawy, tkanka podskórna.

Membrana płaska z guzkiem (w kształcie smoczka) - masuje duże grupy mięśniowe.

Membrana grzebień dwurzędowy - służy do masażu rozluźniającego w stanach przykurczy w obrębie barku, łokci i kolan.

Membrana o kształcie grzybka wklęsłego - ma działanie uspokajające, wykonuje się nią masaż twarzy, szyi i karku (z małymi amplitudami drgań).

Membrana gumowa pokryta gąbką - znajduje zastosowanie w kosmetyce i stomatologii.

Membrana grzebień trzyczędowy - masaż stawów barkowych, kolanowych i łokciowych z wykorzystaniem wzrastającej amplitudy drgań.

Membrana pięciokulkowa - silnie działająca membrana kulkowa doskonała do masażu przy nagłych skurczach.

Membrana stożkowa - wykorzystywana jest do masażu wibracyjno - próżniowego i akupresury.

Informacje:

Model:

AQUAVIBRON dodatkowy wąż: Nie, Komplet 2 szt.