

Bobath Mat Table - stół do terapii Bobath i Vojty



Opis produktu:

Bobath Mat Table to stół do terapii Bobath i Vojty wyposażony w elektryczną regulację wysokości za pomocą pilota. Stół Bobath Mat Table występuje w dwóch wersjach - jedno oraz dwusekcyjnej. Idealnie sprawdzi się do rehabilitacji osób z neurologicznymi zaburzeniami ruchu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bobath Mat Table - stół do terapii Bobath i Vojty

Bobath Mat Table to stół rehabilitacyjny przeznaczony do terapii neurologicznych i terapii metodą **Bobath**. Konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała oraz zaprojektowana w taki sposób, aby terapeuta mógł przebywać na stole wraz z leczonym pacjentem. Posiada elektryczną regulację wysokości w zakresie **40 - 95 cm** oraz indywidualnie blokowane kółka.

Stół **Bobath Mat Table** został zaprojektowany i wykonany z materiałów wysokiej jakości oraz wzmocniony plastikowymi zakończeniami. Wykorzystany rodzaj tapicerki wykonany został z materiałów wodoodpornych, przeciwdrobnoustrojowych i łatwych do czyszczenia. Pianka użyta do wykonania ma grubość **30 mm**. Najniższa wysokość stołu to **40 cm**, co gwarantuje, że nawet pacjenci na wózkach inwalidzkich są w stanie z łatwością przedostać się na powierzchnię stołu.

Bobath Mat Table - cechy charakterystyczne

- Dostępne dwa modele: blat jednoczęściowy lub dwuczęściowy,
- Szerokość stołów 100 lub 120 cm,
- Bezpieczne obciążenie robocze (SWL) 400 kg,

- Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota,
- Elektryczna regulacja sekcji pleców za pomocą pilota tylko w modelu 4020XB,
- Podwójne kółka z centralnym zamkiem Ø150 mm,
- Prześwit 15 cm,
- Funkcje blokady bezpieczeństwa na sterowaniu ręcznym,
- Funkcja bezpieczeństwa: automatyczne podnoszenie w sytuacjach awaryjnych,
- Niezwykłe wytrzymały materiał obiciowy,
- Grubość pianki blatu to 30 mm.

Stół Bobath Mat Table dostępny jest w dwóch wersjach

Jednosekcyjny - 4010XB oraz Dwusekcyjny - 4020XB

Informacje:

Szerokość: 120 cm

Szerokość: 100 cm

Długość: 200 cm

Masa: 145 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka:

Zależne od modelu

Kąt regulacji sekcji środkowej: Zależne od modelu

Kąt regulacji sekcji tylnej: Zależne od modelu

Liczba sekcji: 2

Liczba sekcji: 1

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 40 – 95 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Maksymalne obciążenie: 400 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Nie

Grubość tapicerki: 30 mm

Model:

Ilość sekcji: Jednosekcyjny, Dwusekcyjny

Antybakteryjna tapicerka + pochwyty: TAK, NIE