

Stolik pod aparaturę VERSA



Opis produktu:

VERSA to dwupółkowy stół z mocowaniami, wyposażony w szerokie i estetyczne kółka zapewniające mobilność stolika, a zamontowane przy nich blokady hamulcowe pozwalają na stabilność i bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

VERSA firmy **ASTAR** to stół pod aparaturę wyposażony w dwie półki z mocowaniami oraz kółka transportowe z funkcją blokady. Dodatkowo stół **VERSA** może zostać rozszerzony o akcesoria.

Wyposażenie opcjonalne

- szuflada na akcesoria
- uchwyt na żel
- uchwyt na ręcznik papierowy
- 3 półka

Dane techniczne:

Szerokość [cm]:	57,8
Głębokość [cm]:	49
Wysokość [cm]:	87,5
Nośność górnej półki [kg]:	10

Nośność dolnej półki [kg]:	7
Zakres regulacji półki dolnej [cm]:	50
Waga [kg]:	13,9

Informacje:**Model:**

VERSA - Akcesoria: -, Półka standardowa do stolika, Szuflada do stolika, Uchwyt na ręcznik papierowy, Uchwyt na żel