


## Akcesoria do Thermo 500 +

### Opis produktu:

Akcesoria do urządzenia **Thermo 500 +**



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

Akcesoria do urządzenia **Thermo 500 +**

#### Akcesoria

- 348073 - Aplikator indukcyjny MONOPULSE
- 348084 - Aplikator pojemnościowy FLEXIPULSE
- 348096 - Kpl. elektrod pojemnościowych 100 mm
- 348106 - Kpl. elektrod pojemnościowych 50 mm
- 348117 - Kpl. elektrod gumowych 180 x 120 mm z przekładkami filcowymi
- 348128 - Kpl. 4 szt. przekładek filcowych do elektrod gumowych 180 x 120 mm

- 349139 - Kpl. elektrod gumowych 260 x 180 mm z przekładkami filcowymi
- 348150 - Kpl. 4 szt. przekładek filcowych do elektrod gumowych 260 x 180 mm

### **Informacje:**

Diatermie: Akcesoria

### **Model:**

Thermo + Akcesoria: Aplikator indukcyjny MONOPULSE, Aplikator pojemnościowy FLEXIPULSE, Kpl. elektrod pojemnościowych 100 mm, Kpl. elektrod pojemnościowych 50 mm, Kpl. elektrod gumowych 180 x 120 mm z przekładkami filcowymi, Kpl. 4 szt. przekładek filcowych do elektrod gumowych 180 x 120 mm, Kpl. elektrod gumowych 260 x 180 mm z przekładkami filcowymi, Kpl. 4 szt. przekładek filcowych do elektrod gumowych 260 x 180 mm