



Zestaw kliniczny do próby wysiłkowej - cubestress HD+ MIT

Opis produktu:

Zestaw kliniczny CUBESTRESS HD+ MIT do próby wysiłkowej z **rejetratorem Touch ECG**, zamontowany na wózku z komputerem typu All in One. **Urządzenie** posiada łączność Bluetooth, 12 kanałowe EKG, łączność RS 232 z ergometrami lub bieżnią do prób wysiłkowych. W zestawie drukarka laserowa oraz 22" monitor.

Produkt archiwalny. Zobacz pozostałe aparaty EKG

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

CUBESTRESS HD+ MIT to **aparat** do próby wysiłkowej z **rejetratorem Touch ECG**. Urządzenie zostało wyposażone w dedykowany wózek, na którym zamontowano komputer z ekranem dotykowym typu All in One - 22", bezprzewodową klawiaturę oraz laserową drukarkę **CUBESTRESS HD+ MIT** wyposażony jest w bezprzewodową łączność Bluetooth, port RS232, dedykowane oprogramowanie typu **cubestress**.

Informacje:

Próby wysiłkowe: Systemy do prób wysiłkowych

Opcje produktu: