




Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Technomed

Opis produktu:

Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe marki Technomed, pakowane po 25 sztuk.

- Bez kabla
- Nie zawierają lateksu oraz BPA
- Zgodne z rozporządzeniem REACH i unijną dyrektywą RoHS
- Data ważności 36 miesięcy

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Technomed

Koncentryczne elektrody igłowe marki Technomed, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu optymalnej równowagi pomiędzy ostrością igły, a kontrolą jej ruchu wewnątrz mięśnia pacjenta.

Cechy produktu

- Efektywność użytkowania dzięki oznaczeniu kolorami, wskaźnikowi obszaru rejestracji i łatwemu podłączaniu kabla do elektrod
- Optymalny komfort pacjenta
- Niezawodny i wyraźny sygnał wraz z ulepszonym obszarem rejestracji i kablem ekranowanym
- Ergonomiczna konstrukcja uchwytu igły i kabla zapewniająca precyzyjną obsługę
- Opakowanie 25 szt.

Dane techniczne

Numer katalogowy	Rozmiar (długość igły x średnica)	Kolor	Opakowanie
------------------	-----------------------------------	-------	------------

96-633	25 mm x 0,30 mm	czerwony	25 sztuk
96-643	25 mm x 0,45 mm	żółty	25 sztuk
96-644	30 mm x 0,30 mm	różowy	25 sztuk
96-673	37 mm x 0,45 mm	zielony	25 sztuk
96-683	50 mm x 0,45 mm	niebieski	25 sztuk
96-693	75 mm x 0,60 mm	fioletowy	25 sztuk

Informacje:

Typy elektrod: koncentryczne

Użycie: jednorazowe

Kabel: brak

Promocja: produkty w promocji

Kategoria: Elektrody igłowe

Model:

Elektrody Igłowe Technomed: 96-633 - CZERWONE - 25 X 0,30 MM, 96-643 - ŻÓŁTE - 25 X 0,40 MM, 96-673 - ZIELONE - 37 X 0,45 MM, 96-683 - NIEBIESKIE - 50 X 0,45 MM, 96-693 - FIOLETOWE - 75 X 0,60 MM, 69-644 - RÓŻOWE - 30 X 0,30 MM