

Kable do jednorazowych i wielorazowych koncentrycznych elektrod igłowych Technomed

Opis produktu:

Kable do jednorazowych i wielorazowych elektrod igłowych Technomed - 1 szt.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kable do koncentrycznych elektrod igłowych jednorazowych i wielorazowych Technomed długość kabla 1,25 m, Wtyk 5 PIN DIN

Informacje:

Typ : Kable do elektrod igłowych
Kategoria: Kable i elektrody

Model:

Kable do koncentrycznych elektrod igłowych
Technomed: 1,25 m