


Przenośny aparat EKG ECG 200L

Opis produktu:



Przenośny 12 kanałowy **aparat EKG** pozwalający na pełną diagnostykę **EKG** z kolorowym 7" calowym ekranem dotykowym i klawiaturą funkcyjną oraz **wydrukiem EKG** na papierze 210mm.

Produkt archiwalny. Zobacz pozostałe aparaty EKG

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Przenośny aparat EKG ECG 200L

12 kanałowy **przenośny aparat EKG** pozwalający na pełną diagnostykę **EKG** z 7" cala kolorowym ekranem dotykowym i **wydrukiem EKG** na papierze 210mm.

Aparat została wyposażony w analizę rytmu, **1-3 kanały**, co daje doskonałe narzędzie diagnostyczne do oceny **arytmii**. Dzięki komunikacji USB można szybko i łatwo przenieść zapisane badania w urządzeniu do pamięci zewnętrznej typu Pendrive. Dzięki interpretacji **GLASGOW ECG 200L** zapewnia pełną interpretację **EKG** w postaci, krótkiej lub rozszerzonej, wykrywanie zawału mięśnia sercowego u dorosłego, dzieci i noworodka oraz ostrego stanu ST. Urządzenie jest zasilane z sieci lub wbudowanego akumulatora. **ECG 200L** jest kompatybilne z oprogramowaniem komputerowym do analiz i interpretacji EKG EasyApp.

Cechy charakterystyczne:

- lekki i przenośny aparat EKG z kolorowym ekranem dotykowym 7";
- interpretacja Glasgow;
- możliwość przechowywania danych na aparacie lub poprzez port USB na pamięci zewnętrznej;
- praca w trybie ręcznym, AUTO oraz Long;
- kontrola kontaktu elektrod z ciałem pacjenta;
- możliwość dokupienia dedykowanego wózka;
- wydruk badania z aparatu na papierze 210 mm;
- 2 letnia gwarancja;
- zasilanie sieciowe i akumulatorowe;
- waga 4,2 kg.

Dane techniczne aparatów EKG Cardioline:

	100L	100S	100+		200S	200+	HD+
Odprowadzenie EKG	12	12	12		12	12	12
CMR [dB]	> 100	> 100	> 100		> 100	> 100	115
Impedancja [Ω]	100	100	100		100	100	100
Przetwornik A/C	16	24	24		24	24	24
Częstotliwość próbkowania [s/kanal]	500	1000	1000		1000	1000	1000 (Win) 500 (Android)
Zakres HR	30-300	30-300	30-300		30-300	30-300	30-300
Konwersja A/C [bit]	16	20	20		20	20	20
Pasma przenoszenia [Hz]	0,05-150	0,05-300	0,05-300		0,05-300	0,05-300	0,05-300 (Win) 0,05-150 (Android)
Detekcja stymulatora	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
Filtr sieciowy [Hz]	50/60	50/60	50/60		50/60	50/60	50/60
Filtr mięśniowy [Hz]	25/40	25/40/150	25/40/150		25/40/150	25/40/150	25/40/150 (Win) 25/40 (Android)
Pomiar EKG	HR, RR, PR, QRS, QT, QTc, P,R,T, R(V5), R(V6), SV1	HR, RR, PR, QRS, QT, QTc, P,R,T, R(V5), R(V6), SV1	HR, RR, PR, QRS, QT, QTc, P,R,T, R(V5), R(V6), SV1		HR, RR, PR, QRS, QT, QTc, P,R,T, R(V5), R(V6), SV1	HR, RR, PR, QRS, QT, QTc, P,R,T, R(V5), R(V6), SV1	HR, RR, PR, QRS, QT, QTc, P,R,T, R(V5), R(V6), SV1
Ochrona przed defibrylacją	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
Pamięć [ilość badań]	50	100	100		100	100	1000
Możliwość rozbudowy pamięci	-	TAK, do 1000	TAK, do 1000		TAK, do 1000	TAK, do 1000	-
Wyświetlacz	TFT 5", 800 x400	LCD 4,3", 480x272	LCD 5", 800 x400		LCD 7", 800x400	LCD 7", 800 x400	-
Format wyświetlania	6 x2, 6 x1, 3 x1	6x2, 6x1 +1, 6x2 +2, 6x1+3, 3x1, 3x1+1,	6x2, 6x1 +1, 6x2 +2, 6x1+3, 3x1,	12x1, 6x2, 6x1, 3x1	12 x1,6x2, 6x1 +1, 6x2 +2, 6x1+3, 3x1,	12 x1,6x2, 6x1 +1, 6x2 +2, 6x1+3, 3x1,	12 x 1, 6+6, 3x1

		3x1+2, 3x1+3, 3x1+4, 3x1+5	3x1+1, 3x1+2, 3x1+3, 3x1+4, 3x1+5		3x1+1, 3x1+2, 3x1+3, 3x1+4, 3x1+5	3x1+1, 3x1+2, 3x1+3, 3x1+4, 3x1+5	
Szerokość papieru [mm]	100	100	100		210	210	-
Wydruk ręczny	3, 6, Standard, Cabrera	3, 6, Standard, Cabrera	3, 6, Standard, Cabrera		3, 6, 12, Standard, Cabrera	3, 6, 12, Standard, Cabrera	3,6,12, Standard, Cabrera
Wydruk AUTO	3, 3+1, 6, Standard, Cabrera	3, 3+1, 6, Standard, Cabrera	3, 3+1, 6, Standard, Cabrera		3, 3+1, 6, 12, Standard, Cabrera	3, 3+1, 6, 12, Standard, Cabrera	3, 3+1, 6, 12, Standard, Cabrera
Format wydruku	6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3	6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3	6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3		12 x1,6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3	12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3	12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3
Klawiatura	Klawisze funkcyjne	Pełna membranowa + klawisze funkcyjne	Pełna mechaniczna + klawisze funkcyjne		Pełna membranowa + klawisze funkcyjne	Pełna mechaniczna + klawisze funkcyjne	-
Prędkość [mm/s]	5, 10, 25, 50	5, 10, 25, 50	5, 10, 25, 50		5, 10, 25, 50	5, 10, 25, 50	25, 50
Czułość [mV/mm]	5, 10, 20	5, 10, 20	5, 10, 20		5, 10, 20	5, 10, 20	5, 10, 20
Kontrola kontaktu elektrod	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK
Łączność	USB x1	USB x2	USB x2		USB x2	USB x2	Bluetooth
Wi-Fi	-	opcja	opcja		opcja	opcja	-
LAN	-	opcja	standard		opcja	standard	-
Komunikacja DICOM, HL7	-	-	opcja		-	opcja	opcja
Eksport danych	SCP-PDF	SCP-PDF, XML(opcja)	SCP-PDF, XML		SCP-PDF, XML(opcja)	SCP-PDF, XML	SCP-PDF-XML-GDT
Interpretacja GLASGOW	standard	opcja	opcja		opcja	opcja	standard
Zasilanie [V,HZ]	100-230V 50/60	100-230, 50/60	100-230, 50/60		100-230, 50/60	100-230, 50/60	2xAAA
klasa	Ila	Ila	Ila		Ila	Ila	Ila
Akumulator	> 500 badań,> 6h pracy	> 500 badań,> 6h pracy	> 500 badań,> 6h pracy		> 500 badań,> 6h pracy	> 500 badań,> 6h pracy	> 500 badań
Czas ładowania [h]	4	4	4		4	4	-
Wymiary [mm]	270 x 190 x 60	285 x 204 x 65	285 x 204 x 65		396 x 290 x 80	396 x 290 x 80	115 x 65 x 15

Waga [kg]	1,4	1,8	1,8	4,2	2,6	2,6	90g(z bateriami)
Wózek	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Oprogramowanie	ECGEasyApp	ECGWebApp	ECGWebApp	ECGEasyApp	ECGWebApp	ECGWebApp	ECGWebApp, Cubestress
Czytnik kodów kreskowych	-	opcja	opcja	-	opcja	opcja	-
Czytnik kart magnetycznych	-	opcja	opcja	-	opcja	opcja	-
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

Informacje:

Opcje produktu: