



Żel przewodzący do elektrod Neugel firmy Deymed

Opis produktu:

Żel przewodzący do elektrod NEUGEL Deymed

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Żel przewodzący do elektrod NEUGEL Deymed

Żel Przewodzący NEUGEL o specjalnej formule opracowanej w celu zmniejszenia impedancji skóry pacjenta. **Żel przewodzący** NEUGEL jest zalecany do badań **EKG, EEG, EMG, defibrylacji** oraz **biofeedbacku**.

Indeks	Nazwa	Opakowanie	Ilość
68-000	Żel przewodzący do elektrod NUGEL	Opakowanie 500 ml	1 szt.
68-005	Żel przewodzący do elektrod NUGEL	Opakowanie 1000 ml	1 szt.
68-010	Żel przewodzący do elektrod NUGEL	Opakowanie 3850 ml	1 szt.

Informacje:

Przeznaczenie: EMG
 Przeznaczenie: EEG
 Przeznaczenie: EKG
 Przeznaczenie: PSG
 Promocja: produkty w promocji
 Kategoria: Żele i preparaty
 Rodzaj preparatu: Przewodzący
 Konsystencja: Żel

Model:

Żel przewodzący do elektrod NEUGEL Deymed:
 Opakowanie 500 ml (68-000), Opakowanie 1000 ml (68-005), Opakowanie 3850 ml (68-010)

Pojemność: 3850 ml

Pojemność: 1000 ml

Pojemność: 500 ml

Klasyfikacja: produkt medyczny