



## Żel przewodzący do elektrod Neugel firmy Deymed

### Opis produktu:

Żel przewodzący do elektrod NEUGEL Deymed

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

#### Żel przewodzący do elektrod NEUGEL Deymed

**Żel Przewodzący** NEUGEL o specjalnej formule opracowanej w celu zmniejszenia impedancji skóry pacjenta. **Żel przewodzący** NEUGEL jest zalecany do badań **EKG, EEG, EMG, defibrylacji** oraz **biofeedbacku**.

Indeks	Nazwa	Opakowanie	Ilość
68-000	Żel przewodzący do elektrod NUGEL	Opakowanie 500 ml	1 szt.
68-005	Żel przewodzący do elektrod NUGEL	Opakowanie 1000 ml	1 szt.
68-010	Żel przewodzący do elektrod NUGEL	Opakowanie 3850 ml	1 szt.

### Informacje:

Przeznaczenie: EMG  
 Przeznaczenie: EEG  
 Przeznaczenie: EKG  
 Przeznaczenie: PSG  
 Promocja: produkty w promocji  
 Kategoria: Żele i preparaty  
 Rodzaj preparatu: Przewodzący  
 Konsystencja: Żel

### Model:

Żel przewodzący do elektrod NEUGEL Deymed:  
 Opakowanie 500 ml (68-000), Opakowanie 1000 ml (68-005), Opakowanie 3850 ml (68-010)

Pojemność: 500 ml

Pojemność: 3850 ml

Pojemność: 1000 ml

Klasyfikacja: produkt medyczny