

Wyposażenie dodatkowe do aparatów EKG ECG Cardioline



Opis produktu:

Wyposażenie dodatkowe do modeli **EKG ECG 100/200 S/+** rozszerzające możliwości podstawowego **aparatu EKG**.

Produkt archiwalny. Zobacz pozostałe aparaty EKG

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wyposażenie dodatkowe do modeli **KG ECG 100/200 S/+** rozszerzające możliwości podstawowego **aparatu EKG**.

Dostępne wyposażenie dodatkowe:

- Moduł **Wi-Fi** do ECG 100/200S/+
- Moduł **LAN** do ECG 100/200S
- Interpretacja **GLASGOW** do ECG 100/200S/+
- **Rozbudowa pamięci** do 1000 badań do ECG 100/200S/+

Informacje:

Opcje produktu:

Wyposażenie dodatkowe aparatów EKG Cardioline: Moduł Wi-Fi do ECG 100/200S/+, Moduł LAN do ECG 100/200S, Komunikacja DICOM do aparatów 100/200+, Interpretacja

GLASGOW do ECG 100/200S/+, Rozbudowa
pamięci do 1000 badań do ECG 100/200S/+