

Elektrody klamrowe do aparatów EKG ECG Cardioline

Opis produktu:

Elektrody pacjenta do aparatów **EKG ECG**
Cardioline - komplet 4 szt.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektrody są przeznaczone do stosowania w trakcie **badania EKG** w celu odbierania elektrycznych sygnałów z organizmu pacjenta i przekazywania ich do urządzenia rejestrującego. Sprzedawane w komplecie 4 szt.

Dostępne elektrody:

- Elektrody kończynowe

Informacje:

Dla Serca - Cardioline: tak

Model: