



Papier termiczny do aparatów EKG ECG Cardioline

Opis produktu:

Papier termiczny do aparatów **EKG ECG
Cardioline.**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Papier termiczny do wydruku zarejestrowanego sygnału **EKG** z nadrukiem kratki milimetrowej.

Dostępne typy papieru:

- 2 rolki papieru o wymiarach 100 mm x 20 m
- 5 rolek papieru o wymiarach 100 mm x 20 m
- 5 rolek papieru o wymiarach 210 mm x 30 m
- Papier składany o wymiarach 100 x 150 mm, 180 kartek
- Papier składany o wymiarach 210 x 295 mm, 180 kartek

Informacje:

Kategoria: Aparaty EKG i akcesoria
Dla Serca - Cardioline: tak

Model:

Papier termiczny Cardioline: Papier składany do EKG 100x150 mm x 180 kartek - 10 opakowań, Papier składany do EKG 210x295 x 180 kartek - 10 opakowań, 5 rolek papieru o wymiarach 210

mm x 30 m, 5 rolek papieru o wymiarach 100
mm x 20 m