


Jednorazowe pojedyncze żelowane elektrody powierzchniowe Ag/AgCl - 24kpl - 72szt



Opis produktu:

3 jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe, pojedyncze, Ag/AgCl, 15 x 20 mm, 3 kolory, 24 kompletów (72 szt.)

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

3 jednorazowe żelowane elektrody powierzchniowe, Ag/AgCl, 3 kolory

Jednorazowe elektrody powierzchniowe do badania przewodnictwa nerwowego (ang. Nerve Conduction Studies, NCS) marki Friendship zostały zaprojektowane z pomniejszonym obszarem pomiaru dla większej precyzji podczas lokalizowania obszaru docelowego. Wytrzymała powierzchnia klejąca i przyjazny dla skóry żel zapewniają wiarygodne pomiary, nawet w przypadku przesunięcia elektrody.

- Niesterylne.
- Pakowane pojedynczo w zestawach.
- Jednorazowe.

Numer zamówienia	Numer katalogowy	Kabel	Rozmiar	Długość kabla	Ilość
2002-2	SEAg-S-1000/15x20	Pojedynczy	15 x 20 mm	100 cm	24 komplety (72 szt.)

Informacje:

Użycie: jednorazowe
Kabel: z kablem
Rodzaje elektrod: samoprzylepne

Model:

Żelowe elektrody powierzchniowe : 2002-2 - SEAg-S-1000/15x20 - 100 cm (72 szt.), 2002-2 - SEAg-S-1000/15x20 - 100 cm (3 szt.)

Kategoria: Elektrody