

Czepek rejestrujący EEG marki Deymed zawiera 19 wbudowanych elektrod cynowych oraz elektrodę referencyjną i uziemiającą.



Czepek do badań EEG Deymed

Czepki rejestrujące EEG marki Deymed wykonane są z elastycznego materiału i zawierają 19 wbudowanych elektrod cynowych oraz elektrodę referencyjną i uziemiającą. Elektrody rozmieszczone są zgodnie ze standardem Systemu Międzynarodowego 10/20. Czepek mocuje się do dedykowanych pasów piersiowych, za pomocą bocznych pasków czepka.

Czepki EEG:

Indeks	Opis	Kolor
62-001	Czepek Rejestrujący EEG, ROZMIAR XS (47-51 cm)	zielony
62-002	Czepek Rejestrujący EEG, ROZMIAR S (51-55 cm)	żółty
62-003	Czepek Rejestrujący EEG, ROZMIAR M (55-59 cm)	czerwony
62-004	Czepek Rejestrujący EEG, ROZMIAR L (59-63 cm)	niebieski

Informacje:

Promocja: produkty w promocji
Kategoria: Czepki EEG
Gwarancja: 6 miesięcy

Model:

Czepki eeg rozm kolor: ROZMIAR S (51-55 CM), ŻÓŁTY, ROZMIAR M (55 - 59 CM), CZERWONY, ROZMIAR L (59 - 63 CM), NIEBIESKI, ROZMIAR XS (47 - 51 CM), ZIELONY