



64 kanałowe czepki rejestrujące do EEG Deymed

Opis produktu:

64 kanałowy czepek rejestrujący EEG marki Deymed.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Czepek do badań EEG Deymed

Elektrody są rozmieszczone zgodnie z międzynarodowym standardem 10-20. Ponadto czepek posiada elektrodę referencyjną i uziemiającą.

Czepki EEG:

Indeks	Opis
62-500	64 Kanałowy czepek rejestrujący, rozmiar XS (18.5"-20")
62-510	64 Kanałowy czepek rejestrujący, rozmiar S (20"-21.5")
62-520	64 Kanałowy czepek rejestrujący, rozmiar M (21.5"-23")
62-530	64 Kanałowy czepek rejestrujący, rozmiar L (23"-25")

Informacje:

Gwarancja: 6 miesięcy

Model:

Czepki Deymed : 62-500 rozmiar XS (18.5"-20"),
62-510 rozmiar S (20"-21.5"), 62-520 rozmiar M
(21.5"-23"), 62-530 rozmiar L (23"-25")