

Zestaw do aplikacji żelu Deymed

Opis produktu:

Zestaw zawiera strzykawkę 20 ml i 4 sztuki tępych, wysterylizowanych igieł do aplikacji żelu EEG.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw do aplikacji żelu

Zestaw zawiera strzykawkę 20 ml i 4 sztuki tępych, wysterylizowanych igieł do aplikacji żelu EEG.

Informacje:

Kategoria: Akcesoria neurologiczne

Model: