

## Igły do aplikacji żelu Deymed

### Opis produktu:

Tępe igły do aplikowania żelu EEG marki Deymed.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### Igły do aplikacji żelu

Tępe igły do aplikowania żelu EEG.

| Indeks | Opis                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 91-055 | Jednorazowa tępa igła do aplikacji żelu, opakowanie 50 szt. |
| 91-060 | Wielorazowa tępa igła do aplikacji żelu, opakowanie 10 szt. |

### Informacje:

Promocja: produkty w promocji  
Kategoria: Akcesoria neurologiczne

### Model:

Igły do aplikowania żelu EEG: 91-055  
jednorazowe, opakowanie 50 szt., 91-060  
wielorazowe, opakowanie 10 szt.