

## Elektroda zastępcza do czepka EEG Deymed



### Opis produktu:

Elektroda zastępcza do czepka EEG marki Deymed.

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

#### Elektroda zastępcza do czepka EEG

Elektroda do szybkiej naprawy w przypadku przerywania przewodu do elektrody w czepku EEG, złącze TouchProof 1,5 mm, długość przewodu 1,5m.

### Informacje:

Kategoria: Czepki EEG

### Model: