



Paski mocujące do czepków EEG Deymed

Opis produktu:

Paski mocujące do czepków EEG.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Paski mocujące do czepków EEG

Para regulowanych, elastycznych pasków. Zaprojektowane do użytku z kapeluszem L nagrań.

Indeks	Opis
63-310	Paski mocujące do czepków EEG, rozmiar XS, 1 para
63-310	Paski mocujące do czepków EEG, rozmiar S, 1 para
63-310	Paski mocujące do czepków EEG, rozmiar M, 1 para
63-310	Paski mocujące do czepków EEG, rozmiar L, 1 para

Informacje:

Model:

Kategoria: Czepki EEG

Paski mocujące do czepków EEG: 63-310 Rozmiar XS, 1 para, 63-315 Rozmiar S, 1 para, 63-320 Rozmiar M, 1 para, 63-325 Rozmiar L, 1 para