

Wymienne wkładki do ProneView System



Opis produktu:

Wymienne, miękkie wkładki pacjenta do Systemu **ProneView** do **stabilizacji głowy pacjenta** podczas zabiegów chirurgicznych. ProneView gwarantuje doskonałą **ochronę głowy i oczu pacjenta** podczas **zabiegów** w ułożeniu na brzuch.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wymienne wkładki do ProneView System

ProneView jest to **system** profilowanych wkładek **pozycjonujących pacjenta na stole operacyjnym**. Stosowanie **pozycjonerów** zapewnia optymalny rozkład ciśnienia podczas **operacji i zabiegów**, dodatkowo anatomiczne dopasowanie **ProneView** utrzymuje naturalną pozycję ciała pacjenta.

Dostępne rozmiary

- Rozmiar L (10 szt./opak.)
- Rozmiar M (10 szt./opak.)
- Rozmiar S (10 szt./opak.)

Możliwość stosowania na każdym stole operacyjnym!

- ponad 1,5 mln użyć klinicznych;
- świetnie dopasowany anatomicznie;
- optymalny rozkład ciśnienia;

- naturalnie regulowana pozycja szyi;
- łatwy do utrzymania w czystości;
- łatwy w użyciu;
- wkładki wewnętrzne zwiększające stabilność.

Cechy produktu

- formowana i profilowana wkładka do równomiernego rozkładu ciśnienia na twarz pacjenta;
- eliminacja nacisku na oczy, brak ryzyka wystąpienia okluzji centralnej tętnicy siatkówki (CRAO);
- doskonała widoczność oczu pacjenta z 3 stron;
- stabilna platforma utrzymuje neutralną pozycję szyi.

Elementy składowe

Regulowany uchwyt głowy wielorazowego użytku

Platforma z lustrem nietłukącym

Wewnętrzna wkładka dostępna w trzech rozmiarach

Informacje:

Model:

Rozmiar wkładek: L, M, S