



Łóżko rehabilitacyjne Taurus 2 LUX z leżem metalowym

Opis produktu:

Łóżko rehabilitacyjne o obniżonej wysokości Taurus 2 LUX z leżem metalowym łączy funkcjonalną konstrukcję z doskonałą jakością.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko rehabilitacyjne Taurus 2 LUX z leżem metalowym

Przy tworzeniu modelu łóżka rehabilitacyjnego Taurus 2 LUX zostały wykorzystane najlepsze cechy poprzednich modeli z serii Taurus. Wprowadzono także szereg zmian, które wpłynęły na funkcjonalność i komfort użytkowania łóżka, kierując się potrzebami użytkowników. Główną różnicą między modelem Taurus 2 a poprzednimi modelami jest **czterokolumnowa konstrukcja**, która zapewnia **większą stabilność łóżka**. Zmniejszono również długość łóżka, aby było **bardziej kompaktowe** i nadawało się do zastosowania w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. Dla zwiększenia komfortu użytkowania **obniżono pozycję poręczy bocznych**, co ułatwia wstawanie i siadanie na łóżko. W modelu Taurus 2 LUX zastosowano **dekoracyjny szczyt**, który zakrywa elementy konstrukcyjne łóżka.

Cechy charakterystyczne:

- dekoracyjne szczyty,
- czterokolumnowa konstrukcja zapewniająca stabilność łóżka,
- obniżona pozycja poręczy bocznych,
- kompaktowe wymiary,

- 4-sekcyjne leże wykonane z metalowych lameli łatwych w dezynfekcji,
- szczyty wykonane z płyty laminowanej oraz litego drewna bukowego,
- szeroki wybór kolorystyki,
- sterowane za pomocą ergonomicznego pilota,
- łatwe do składowania i transportu dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera.

Wizualizacja łóżka jest jedynie grafiką poglądową. Cena nie obejmuje zakupu materaca.

Realizacja zamówienia od 4-6 tygodni.

Funkcje łóżka:

Regulacja sekcji pleców

Regulacja sekcji uda i podudzia

Funkcja Autokontur

Trendelenburg

anty-Trendelenburg

Regulacja wysokości

Specyfikacja:

szerokość x długość całkowita [cm]:	104 x 214-216
szerokość x długość leża [cm]:	90 x 200
pasujący materac [cm]:	90 x 20080 x 200
maksymalne obciążenie [kg]:	215
gwarancja:	2 lata
kąt przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga:	0 - 12°
Zakres regulacji wysokości [cm]	39-81

Informacje:

Rodzaj: elektryczne

Dopuszczalne obciążenie: 215 kg

Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia sekcji pleców

Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości

Dodatkowe funkcje: pozycja Trendelenburga

Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia części udowej

Dodatkowe funkcje: funkcja Autokontur

Model:

Reha-bed kolory: Buk, Dąb jasny

Dodatkowe funkcje: pozycja anty-Trendelenburga