

Łóżko rehabilitacyjne ARIES 03 LUX



Opis produktu:

Trzysekcyjne łóżko rehabilitacyjne typu Aries 03 LUX zostało zaprojektowane z myślą o wyposażeniu ośrodków medycznych, zakładów opieki zdrowotnej, szpitali i DPS.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko szpitalne ARIES 03 LUX

Łóżko szpitalne typu Aries 03 LUX zostało zaprojektowane z myślą o wyposażeniu ośrodków medycznych, zakładów opieki zdrowotnej i szpitali. Łóżko ARIES to bardzo prosty model, który nie posiada regulacji wysokości (stała wysokość 45 cm), a jedynie ręczną regulację leża w sekcji pleców i sekcji nóg z możliwością podniesienia podudzia. Wyposażone jest w opuszczane podwójne barierki boczne oraz kółka jezdne z metalową blokadą.

Cechy produktu:

- trzy-sekcyjne leże z metalowej siatki,
- łóżko sterowane mechanicznie,
- maksymalne obciążenie robocze do 215kg,
- mechaniczna regulacja pleców,
- wytrzymały aluminiowy system podnoszenia poręczy,

Wizualizacja łóżka jest jedynie grafiką poglądową. Cena nie obejmuje zakupu materaca oraz wysięgnika.

Realizacja zamówienia od 4-6 tygodni.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne łóżka	105 x 207 cm
Wymiary leża	90 x 200 cm
Stała wysokość	45 cm
Typ leża	Leże metalowe
Dopuszczalna waga pacjenta	178 kg
Max. obciążenie	215 kg

Informacje:

Rodzaj: manualne
Dopuszczalne obciążenie: 215 kg
Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia części udowej
Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia sekcji pleców

Model:

Reha-bed kolory: Dąb jasny, Buk