



Łóżko rehabilitacyjne Taurus 2 LOW LUX z leżem metalowym

Opis produktu:

Łóżko rehabilitacyjne o obniżonej wysokości Taurus 2 LOW LUX z leżem metalowym łączy funkcjonalną konstrukcję z doskonałą jakością.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko rehabilitacyjne Taurus 2 LOW LUX z leżem metalowym

Tworząc model Taurus 2 LOW LUX wykorzystano najlepsze cechy modeli z serii Taurus oraz, kierując się potrzebami użytkowników, wprowadzono szereg zmian wpływających na komfort i funkcjonalność łóżka. Główną różnicę stanowi konstrukcja, która w modelu Taurus 2 jest czterokolumnowa. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie większej stabilności łóżka. Dodatkowo, w trosce o komfort użytkowania, obniżona została pozycja poręczy bocznych co znacząco ułatwia wstawanie i siadanie na łóżko. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zmniejszenie długości łóżka – dzięki czemu jest ono kompaktowe i odpowiednie do zastosowania w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. Dodatkowo łóżko rehabilitacyjne Taurus 2 LOW LUX zostało zaprojektowane tak, aby zaoferować użytkownikowi możliwość ustawienia najniższej pozycji leża na wysokości 20 cm nad podłogą. Zastosowanie takiego rozwiązania w łóżku rehabilitacyjnym znacznie ułatwia opiekę i pielęgnację chorego, ale także ułatwia użytkownikowi wstawanie. Zastosowano także dekoracyjne szczyty.

Cechy charakterystyczne:

- dekoracyjne szczyty,

- czterokolumnowa konstrukcja zapewniająca stabilność łóżka,
- obniżona pozycja poręczy bocznych,
- kompaktowe wymiary,
- 4-sekcyjne leże wykonane z metalowych lameli łatwych w dezynfekcji,
- szczyty wykonane z płyty laminowanej oraz litego drewna bukowego,
- szeroki wybór kolorystyki,
- sterowane za pomocą ergonomicznego pilota,
- łatwe do składowania i transportu dzięki zastosowaniu specjalnego adaptera.

Wizualizacja łóżka jest jedynie grafiką poglądową. Cena nie obejmuje zakupu materaca.

Realizacja zamówienia od 4-6 tygodni.

Funkcje łóżka:

Regulacja sekcji pleców

Regulacja sekcji uda i podudzia

Funkcja Autokontur

Trendelenburg

anty-Trendelenburg

Regulacja wysokości

Specyfikacja:

szerokość x długość całkowita [cm]:	105 x 214
szerokość x długość leża [cm]:	90 x 200
pasujący materac [cm]:	90 x 20080 x 200
maksymalne obciążenie [kg]:	215
gwarancja:	2 lata
kąt przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga:	0 - 12°
Zakres regulacji wysokości [cm]	19-61

Informacje:

Rodzaj: elektryczne

Dopuszczalne obciążenie: 215 kg

Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia sekcji pleców

Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości

Dodatkowe funkcje: pozycja Trendelenburga

Model:

Reha-bed kolory: Buk, Dąb jasny

Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia
części udowej
Dodatkowe funkcje: funkcja Autokontur
Dodatkowe funkcje: pozycja anty-
Trendelenburga