

## Łóżko szpitalne/bariatryczne Bariatric LUX



### Opis produktu:

Łóżko szpitalne Bariatric LUX o konstrukcji kolumnowej z 4 siłownikami w obudowie drewnianej: szczyty oraz opuszczane poręcze drewniane wykonane ze szlachetnych gatunków drewna, leże wypełnione jest metalowymi płaskownikami (polakierowane proszkowo).

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### Łóżko bariatryczne Bariatric LUX

Łóżko przeznaczone jest dla osób otyłych, a także pacjentów wymagających łóżka o zwiększonej szerokości do 120 cm. Mało tego zastosowanie siłowników oraz wzmocniona konstrukcja pozwalają na obciążenie nawet do 318 kg, a konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do pacjenta za pomocą podnośnika osobowego typu Libra. Łóżko Bariatric LUX posiada regulację wysokości leża (od 40 do 80 cm od poziomu podłogi), regulację kąta nachylenia leża oraz regulację części zagłówkowej/wezgłowia i części udowej. Ze względu na specjalne przeznaczenie łóżka zwiększona została szerokość leża do 120 cm. Przemyślana konstrukcja pozwala również na zwiększenie długości o 20 cm! Łóżko posiada przy tym wszystkie kluczowe funkcje łóżek rehabilitacyjnych – Trendelenburga, Antytrendelenburga, oraz Fowlera.

### Cechy produktu:

- cztero-sekcyjne leże z metalowych lameli,
- łóżko sterowane pilotem z funkcją blokady,
- maksymalne waga pacjenta do 318kg,
- elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców i uda,
- funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga do 10o

- elektryczna regulacja wysokości leża od 38 cm do 75 cm.

**Wizualizacja łóżka jest jedynie grafiką poglądową. Cena nie obejmuje zakupu materaca.**

**Realizacja zamówienia od 4-6 tygodni.**

**Parametry techniczne:**

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Wymiary zewnętrzne łóżka</b>                           | 135 x 223 cm    |
| <b>Wymiary leża</b>                                       | 120 x 200 cm    |
| <b>Elektryczna regulacja wysokości leża</b>               | 400 mm - 800 mm |
| <b>Regulacja segmentu oparcia pleców</b>                  | 0-72°           |
| <b>Regulacja segmentu oparcia uda</b>                     | 0-40°           |
| <b>Kąt przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga</b> | 0 - 10°         |
| <b>Dopuszczalna waga pacjenta</b>                         | 318 kg          |

**Informacje:**

Rodzaj: elektryczne  
Dopuszczalne obciążenie: 318 kg  
Dodatkowe funkcje: pozycja Trendelenburga  
Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia części udowej  
Dodatkowe funkcje: pozycja anty-Trendelenburga  
Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia sekcji pleców  
Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości

**Model:**

Reha-bed kolory: Buk, Dąb jasny