

Łóżko bariatryczne Bariatric LOW LUX

Opis produktu:



Łóżko szpitalne Bariatric LOW LUX o konstrukcji kolumnowej z siłownikami w obudowie drewnianej: szczyty oraz opuszczane poręcze drewniane wykonane ze szlachetnych gatunków drewna, leże wypełnione jest metalowymi płaskownikami (polakierowane proszkowo). „LOW” oznacza, że łóżko jest obniżone, czyli jego zakres regulacji wynosi 26-62 cm (zamiast standardowego 40-80 cm).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko bariatryczne Bariatric LOW LUX

Łóżko przeznaczone jest dla osób otyłych, a także pacjentów wymagających łóżka o zwiększonej szerokości do 120 cm. Mało tego zastosowanie siłowników oraz wzmocniona konstrukcja pozwalają na obciążenie nawet do 318 kg, a konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do pacjenta za pomocą podnośnika osobowego typu Libra. Łóżko Bariatric LOW LUX posiada regulację wysokości leża (od 26 do 62 cm), regulację kąta nachylenia leża oraz regulację części zagłówkowej/wezgłowia i części udowej. Ze względu na specjalne przeznaczenie łóżka zwiększona została szerokość leża do 120 cm. Przemyślana konstrukcja pozwala również na zwiększenie długości o 20 cm! Łóżko posiada przy tym wszystkie kluczowe funkcje łóżek rehabilitacyjnych – Trendelenburga oraz Antytrendelenburga.

Cechy produktu:

- cztero-sekcyjne leże z metalowych lameli,
- łóżko sterowane pilotem z funkcją blokady,
- maksymalna waga pacjenta do 318kg,
- elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców i uda,
- funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga do 10o
- elektryczna regulacja wysokości leża od 26 cm do 62 cm.

Wizualizacja łóżka jest jedynie grafiką poglądową. Cena nie obejmuje zakupu materaca.

Realizacja zamówienia od 4-6 tygodni.

Parametry techniczne:

Wymiary zewnętrzne łóżka	135 x 223 cm
Wymiary leża	120 x 200 cm
Elektryczna regulacja wysokości leża	260 mm - 620 mm
Regulacja segmentu oparcia pleców	0-72°
Regulacja segmentu oparcia uda	0-40°
Kąt przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga	0 - 10°
Dopuszczalna waga pacjenta	318 kg

Informacje:

Rodzaj: elektryczne
Dopuszczalne obciążenie: 318 kg
Dodatkowe funkcje: pozycja Trendelenburga
Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia części udowej
Dodatkowe funkcje: pozycja anty-Trendelenburga
Dodatkowe funkcje: regulacja kąta nachylenia sekcji pleców
Dodatkowe funkcje: regulacja wysokości

Model:

Reha-bed kolory: Buk, Dąb jasny