



Flexi-Form III Seria 7000 Jednorazowe czujniki z mikropianki

Opis produktu:

Czujniki z mikropianki **Flexi-Form III** do badań tętna i saturacji (SpO2). Współpracują z każdym **pulsoksymetrem Nonin**

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Czujniki firmy **Nonin** zapewniają maksymalny komfort pacjenta dzięki zastosowanej warstwie mikropianki. Wyposażone w samoprzylepną piankę pozwalającą na stabilne mocowanie **czujnika**. **Flexi-Form III Seria 7000** przystosowane są do badań tętna i saturacji (SpO2)

Cechy charakterystyczne:

- Wyściełany warstwą mikropianki – dla maksymalnego komfortu
- Dostępny w wielu rozmiarach – zarówno dla noworodków jak i dorosłych
- Nie zawiera lateksu, DEHP ani BPA
- Zawiera specjalną substancję umożliwiającą wielokrotną zmianę położenia **czujnika**.
- LED-y **PureLight** zostały starannie dobrane w oparciu o długość fali i natężenie światła.
- Nie powodują emisji wtórnej ani zmiany odczytów wykonywanych badań.

Dane techniczne:

SpO2 Dokładność (Arms**) [%]	70-100
Dorośli, dzieci, niemowlęta	±2 cyfry
Ruch	±3*** cyfry
±3 cyfry	200 kg
SpO2 Dokładność przy niskiej perfuzji (Arms**) [%]	70-100% ±2 cyfry
Dokładność pomiaru tętna	18-321 uderzeń na minutę (BPM)

(Arms**)	
Dorośli, dzieci, niemowlęta	± 2 cyfry
Noworodki	± 2 cyfry
Dokładność pomiaru tętna przy niskiej perfuzji (Arms**)	40-240 BPM ± 2 cyfry

* Więcej informacji w Instrukcji obsługi.

** $\pm$ Arms obejmuje 68% populacji.

*** Dotyczy tylko dorosłych, dzieci i niemowląt.

Informacje:

Kategoria: Akcesoria PSG

Model:

Jednorazowy czujnik Nonin Flexiform III: 95-601 - dla dorosłych 1 sztuka, 95-611 - dla dzieci 1 sztuka