



Elektrody opaskowe EKG

Opis produktu:

Elektrody cynowe do **EKG**, mocowane na nadgarstek za pomocą elastycznego paska, złącze TouchProof 1,5 mm, długość przewodu 1,5 m.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektrody owijane wokół nadgarstka, ze względu na ich wygodną konstrukcję są polecane do stosowania dla pacjentów pediatrycznych. Opaska jest owinięta wokół nadgarstka pacjenta i przymocowana za pomocą rzepu. **Elektroda opaskowa EKG** może być stosowana do wykrywania sygnałów **EKG** w celu eliminacji artefaktów w nagraniu.

Indeks	Opis
63-400	Elektroda opaskowa Sn (cynowa) na nadgarstek, czerwona, 1 szt.
63-401	Elektroda opaskowa Sn (cynowa) na nadgarstek, żółta, 1 szt.

Informacje:

Użycie: wielorazowe
Typ elektrody: inne
Kategoria: Elektrody

Model:

Elektroda opaskowa Deymed: Sn cynowa na nadgarstek - czerwona, Sn cynowa na nadgarstek - żółta