

Pacific Fiji - Stół do badań i zabiegów

Opis produktu:

Nowoczesny 5 i 7-sekcyjny stół do badań i zabiegów z elektryczną regulacją wysokości, podgrzewanym leżyskiem oraz oświetleniem LED - dodatkowe wyposażenie. Pacific Fiji wyróżnia się niezawodnością, wysoką estetyką wykonania oraz komfortem użytkowania. Nowoczesny wygląd stołu podkreśli prestiż Twojej praktyki i sprawi, że Twoi klienci poczują się wyjątkowo.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pacific Fiji - Stół do badań i zabiegów

5 i 7-sekcyjny stół do badań i zabiegów z nowoczesnym wyglądem. Ergonomiczny kształt zapewnia komfort pracy terapeuty, natomiast szerokie leżysko zapewnia bezpieczeństwo i wygodę pacjenta podczas zabiegu.

Stół do badań i zabiegów Pacific Fiji - cechy charakterystyczne

- **5 i 7-sekcyjny stół do badań i zabiegów** z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota,
- Otwór na twarz pacjenta wraz ze specjalnie zaprojektowanym rogalem umożliwiającym swobodne oddychanie podczas zabiegu,
- Regulacja sekcji zagłówek za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół do badań i zabiegów wyposażony w elektryczną regulację **kątów poszczególnych sekcji**, umożliwia wykonanie dowolnego masażu terapeutycznego,
- **Funkcja EasySlide** umożliwia łatwą regulację podłokietników (nawet za pomocą jednej ręki),
- Wysokiej jakości, wyjątkowo miękka i wytrzymała atestowana tapicerka o grubości 15 cm,
- Pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga,
- **Pacific Fiji** posiada system jezdny oparty o 4 koła transportowe w tym 2 skrętne koła umożliwiające swobodny obrót stołu,
- Funkcja centralnego mechanizmu wysuwania kół lub blokowania stołu w miejscu,
- Obustronne relingi do zawieszania pilota,
- Produkt zatwierdzony jako wyrób medyczny.

Stół do badań i zabiegów - dodatkowe wyposażenie

- **podgrzewana tapicerka** - stół do badań i zabiegów **Pacific Fiji** wyposażony jest w intuicyjny **panel podgrzewania**, który umożliwia wybór dwóch poziomów temperatury
- **oświetlenie LED**, które umożliwia wybranie preferowanego koloru oświetlenia pasującego do wnętrza gabinetu
- **centralny mechanizm podnoszenia kół transportowych**

Czytelny i prosty w obsłudze pilot

Stół do badań i zabiegów Pacific Fiji posiada pilot wyposażony w 10 przycisków do szybkiej zmiany pozycji:

- Pochylenie oparcia,
- Pochylenie sekcji ud,
- Pochylenie sekcji podudzi,
- Regulacja wysokości stołu,
- Pochylenie stołu do pozycji Trendelenburga.

Pacific Fiji to luksusowy stół do badań i zabiegów pokryty wyjątkową tapicerką:

- odporną na rozciąganie,
- niezwykle miękką i aksamitną,
- łatwą w czyszczeniu,
- odporną na wiele płynów jak: **alkohole, olejki, krew, mocz**,
- odporną na niskie temperatury,
- odporną na promieniowanie UV,
- odporną na ścieranie.

Informacje:

Szerokość: 80 cm
Długość: 212 cm
Masa: 150 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -50 – +38°
Kąt regulacji sekcji środkowej: +/- 15 (Trendelenburg)°
Kąt regulacji sekcji tylnej: +25 – -18°
Linia: Pacific
Liczba sekcji: 5
Liczba sekcji: 7
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 64 – 104 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 150 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Tak
Grubość tapicerki: 150 mm

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Białe, OM240 - Beżowe, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy
Fiji Pacific: -, podgrzewane leżysko i oświetlenie LED
PACIFIC FIJI HAWAII: 5 - częściowy stół do zabiegów, 7 - częściowy stół do zabiegów