



Aparat do krioterapii Cryo 6

Opis produktu:

Aparat do krioterapii nadmuchem zimnego powietrza o temperaturze -30°C . 9 poziomów nadmuchu, maksymalny przepływ ok. 900 do 1000 l/min, wyposażony w 3 dysze nadmuchowe (5, 10 i 15 mm).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Urządzenie do krioterapii Cryo 6 umożliwia skuteczne leczenie bólu i zmniejszenie obrzęków. **Aparat** dzięki stabilnemu ramieniu daje możliwość precyzyjnego wykonania zabiegu.

Cechy charakterystyczne:

- temperatura zabiegowa -30°C
- 9 poziomów nadmuchu
- maksymalny przepływ ok. 900 do 1000 l/min
- 3 dysze nadmuchowe (5, 10 i 15 mm)

Zastosowanie krioterapii:

- Bolesne stany układu mięśniowo-szkieletowego (ostre i przewlekłe), takie jak zapalenie stawów, zapalenie kaletki, zapalenie ścięgien, zapalenie mięśni, napięcie mięśni, zaburzenia kręgosłupa szyjnego, zespół lędźwiowy lub urazy (stłuczenia, napięcia, skręcenia) mięśni lub stawów.
- Zmniejszenie bólu, poprawa ruchomości i zmniejszenie sztywności stawów w chorobach reumatycznych, jak również w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów
- Choroby neurologiczne zmniejszające spastyczność.

Akcesoria opcjonalne

- 93852620 - Regulowane ramię podtrzymujące

Dysze zabiegowe

- 65370225 - Dysza zabiegowa o średnicy 5 mm
- 65370224 - Dysza zabiegowa o średnicy 10 mm
- 65370223 - Dysza zabiegowa o średnicy 15 mm

Informacje:

Krioterapia: Aparaty do krioterapii

Model:

Cryo 6 Akcesoria: -, Regulowane ramię podtrzymujące