

Stolik pod aplikator CS35



Opis produktu:

Stolik pod aplikator **pola magnetycznego CS35** umożliwia komfortowe wykonanie zabiegu. Stolik wyposażony jest w dwie półki oraz 4 kółka z hamulcem.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stolik pod aplikator pola magnetycznego CS35

Stolik pod aplikator pola magnetycznego to nowa konstrukcja, zapewniająca komfort i wygodę dla pacjenta podczas trwania zabiegu.

Stolik pod aplikator posiada dwie półki umożliwiające wykonywanie terapię polem magnetycznym na kończyny górne lub dolne.

Mobilność i stabilizację stolika zapewniają 4 kółka z hamulcem.

waga

16 kg

Informacje:

Magnetoterapia: Stoliki

Model: