

Leżanka pola magnetycznego PhysioMG

Opis produktu:

Leżanka do aplikatorów CS 60 i CS 75
wyposażona w wymienny zagłówek, **półkę pod**
aparat i aplikator CPEP.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Leżanka pola magnetycznego PhysioMG

Leżanka pola magnetycznego współpracująca z aplikatorami CS60 oraz CS75. Cechuje ją nowoczesna konstrukcja, bardzo dobra wytrzymałość oraz stabilność.

Zastosowany zagłówek stołu zwiększa komfort pacjenta podczas wykonywania zabiegu. Materiały wykorzystane w konstrukcji nie zakłócają sił pola magnetycznego.

Dane techniczne:

Nośność leżanki:	do 135 kg
Nośność półki pod aparat:	maks. 8 kg
Nośność półki pod aplikatory CPEP:	maks. 3 kg
Wymiary półki pod aparat:	37,0 x 36,0 cm
Wymiary półki pod aplikatory CPEP:	31,0 x 20,0 cm
Wymiary leżanki wraz z półką (dł. szer. wys.):	214,2 x 53,2 x 118,3 cm
Wysokość leżyska:	60 cm
Waga:	47 kg

Informacje:

Magnetoterapia: Leżanki

Model: