

## Aplikator szpulowy CS35

### Opis produktu:

Aplikator szpulowy CS35 przeznaczony do współpracy z aparatami:

- PhysioMG 815
- PhysioMG 825
- PhysioMG 827



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Aplikator szpulowy CS35

Nowy aplikator szpulowy CS35 posiada wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola magnetycznego oraz wbudowaną poduszkę w miejscu aplikacji zwiększającą komfort pacjenta w trakcie zabiegu polem magnetycznym.

## Aplikator CS35 - średnica 35 cm - przeznaczony jest do współpracy z modelami:

- PhysioMG 815
- PhysioMG 825
- PhysioMG 827

### Dane techniczne:

<b>Parametry magnetoterapii</b>
---------------------------------

maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora	10 mT
maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora	12 mT
maksymalna wartość zmiany indukcji	24 mT
<b>Parametry ogólne</b>	
wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego	44,1 x 32,2 x 45,7 cm
powierzchnia zajmowana przez podstawę statywu	69,0 x 69,0 cm
masa	15 kg (Al)/ 22 kg (Cu)

**Informacje:**

Magnetoterapia: Aplikator

**Model:**