

## Aplikator płaski CPEP

### Opis produktu:

**Aplikator płaski CPEP** z pasami mocującymi przeznaczony jest do aparatów **PhysioMG 825** oraz **PhysioMG 827**.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Aplikator płaski CPEP** z pasami mocującymi jest przeznaczony do aparatów **PhysioMG 825** oraz **PhysioMG 827**. **Aplikator CPEP** to dwie współpracujące ze sobą cewki umożliwiające wykonanie terapii polem magnetycznym niezależnie od **pozycji pacjenta**. Wymiary jednej części **aplikatora CPEP**: 100 x 55 x 50 mm

### Dane techniczne:

Maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora	25 mT
maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora	50 mT
maksymalna wartość zmiany indukcji	100 mT
wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego	10,0 x 5,5 x 15,0 cm
masa	2,2 kg

**Informacje:**

Magnetoterapia: Aplikator

**Model:**