

Aplikator płaski CP ze statywem

Opis produktu:

Aplikator płaski CP ze statywem dedykowany do współpracy z aparatami **Physio MG 815**, **PhysioMG 825** oraz **PhysioMG 827**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikator płaski CP ze statywem dedykowany do współpracy z aparatami **Physio MG 815**, **PhysioMG 825** oraz **PhysioMG 827**. Aplikator płaski CP wyposażony jest w oświetlacz - wskaźnik wizualny aktywności **pola magnetycznego**.

Dane techniczne:

wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego	20,0 x 6,9 x 15,0 cm
powierzchnia zajmowana przez podstawę statywu	65,0 x 75,0 cm
regulacja wysokości statywu	40,0 - 110,0 cm
kąt regulacji obrotu aplikatora	150°
masa	5,5 kg
masa ze statywem	29 kg
maksymalna indukcja znamionowa w	3 mT

geometrycznym środkiem aplikatora	
maksymalna indukcja znamionowa przy ścianie aplikatora	12,5 mT
maksymalna wartość zmiany indukcji	25 mT

Informacje:

Magnetoterapia: Aplikator

Model: