

Laser holmowy MegaPulse 70+

Opis produktu:

MegaPulse 70+ firmy **Richard Wolf** to **laser holmowy o średniej mocy 70 W**. Dzięki połączeniu dużej mocy szczytowej, częstotliwości oraz wysokiej energii **MegaPulse 70+** jest liderem wśród **laserów holmowych** o średniej mocy.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Laser holmowy średniej mocy MegaPulse 70

Parametry oferowane przez **laser MegaPulse 70** czynią z niego lidera rynku segmentu **laserów holmowych średniej mocy**. Dzięki połączeniu **dużej mocy szczytowej, częstotliwości** oraz **wysokiej energii**, uzyskujemy **laser**, który z powodzeniem spełni wszystkie oczekiwania stawiane przed **laserem holmowym**.

Oprócz **zabiegów litotrypsji złożeń** układu moczowego **laser MegaPulse 70** daje możliwość wykonywania **zabiegów enukleacji (HoLEP) stercza** (małych i średnich rozmiarów). Dodatkowo możliwość rozbudowania o **morcellator urologiczny Piranha** czyni z **lasera MegaPulse 70**

kompletny system laserowy pokrywający wszystkie **zabiegi w urologii**.

Laser holmowy średniej mocy MegaPulse 70 - wskazania

- Enukleacja stercza,
- Guzy pęcherza,
- Litotrypsja złogów w układzie moczowym,
- Nacięcia zwężeń układu moczowego,
- Ablacja tkanki miękkiej,

Laser holmowy średniej mocy MegaPulse 70 - dane techniczne

Typ laser	holmowy, 2100 nm
Tryby pracy	impulsowy
Moc lasera	do 70 W
Energia impulsu	0,2 - 5 J
Częstotliwość	3 - 60 Hz
Dł. impulsu	50 - 1100 μ s
Światłowody	wielorazowe światłowody „bare fiber” o średnicy rdzenia od 200 μ m do 1000 μ m
Wymagania elektryczne	200 - 230 V, 50/60 Hz, 32 A
Wymiary	59 x 120 x 101 cm
Waga	200 kg

Prezentacja produktu:

Informacje:

Moc lasera: do 70 W

Opcje produktu: