



Laser holmowy Medilas H 140

Opis produktu:

Laser holmowy Medilas H 140 łączy w sobie zalety **laserów holmowych niskiej mocy** (litotrypsja złogów w układzie moczowym) oraz leczenia łagodnego **przerostu stercza** (BPH).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Laser holmowy Medilas H 140

Według zaleceń **European Association of Urology** (EAU), **zabieg enukleacji stercza** przy użyciu **lasera holmowego wysokiej mocy** uzyskała najwyższy stopień rekomendacji.

Medilas H 140 to najmocniejszy dostępny na rynku **laser holmowy**. Wyposażony w regulację mocy do **140 W**, częstotliwości pracy do **100 Hz** oraz wbudowanym **morcelatorem** niezbędnym do wykonania zabiegu **enukleacji stercza**, czyni z **lasera Medilas H 140** najbardziej uniwersalny **laser urologiczny** dostępny na świecie.

Laser holmowy Medilas H 140 - gwarancja bezpieczeństwa

Niska penetracja w tkance 0.3-0.4 mm gwarantuje **bezpieczeństwo i brak efektów ubocznych** podczas zabiegów **laserowej enukleacji stercza (HoLEP)**. Duża liczba dostępnych akcesoriów sprostą oczekiwaniom nawet najbardziej wymagającego operatora.

Laser holmowy Medilas H 140 - wskazania

- Enukleacja stercza,
- Guzy pęcherza,
- Litotrypsja złogów w układzie moczowym,
- Nacięcia zwężeń układu moczowego,
- Ablacja tkanki miękkiej,

Laser holmowy Medilas H 140 - dane techniczne

Typ laser	holmowy, 2100 nm
Tryby pracy	impulsowy
Moc lasera	do 140 W
Energia impulsu	0,25 - 6 J
Częstotliwość	5 - 100 Hz
Dł. impulsu	150 - 1700 μ s
Światłowody	wielorazowe światłowody „bare fiber” o średnicy rdzenia od 200 μ m do 1000 μ m
Wymagania elektryczne	400 VAC, 32 A, 50/60 Hz, 3 fazy
Wymiary	116 x 105 x 46 cm
Waga	300 kg

Informacje:

Moc lasera: do 140 W

Opcje produktu: