



BenchK

Drabinka gimnastyczna BenchK BenchK 211B/W



Opis produktu:

Drabinka gimnastyczna BenchK 211 - wielofunkcyjna drabinka gimnastyczna to przemyślane połączenie drewna i metalu. Miejsce zabaw i aktywności fizycznej, wytrzymała konstrukcja, nowoczesny design

Zdjęcia produktu:



BenchK



Szczegółowy opis produktu:

Drabinka gimnastyczna BenchK 211

Wielofunkcyjna drabinka gimnastyczna to gwarancja sprzętu wysokiej jakości. Design odpowiadający najnowszym trendom wpasuje się nawet w nowoczesne wnętrza. Boczne metalowe profile zapewniają wysoką wytrzymałość konstrukcji. Maksymalne obciążenie to 120 kg. Niewielki rozmiar, a dużo możliwości. Zamontowana drabinka zajmuje tylko 0,5 m² i odstaje na 15cm od ściany. Inspiracja do codziennej aktywności, a także miejsce do zabawy dla dzieci.

Do drabinki można dokupić dostępne dodatkowe akcesoria takie jak: akcesoria dla dzieci — lina do wspinania z huśtawką oraz kółka gimnastyczne.

Wyrób spełnia normy bezpieczeństwa: PN-EN 12346:2001, PN-EN 913:2008

Zawiera zestaw do montażu (oprócz kołków i wkrętów, gdyż ich rodzaj należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której będzie mocowana).

Montaż do ściany nie jest możliwy do ścianki działowej cieńszej niż 12 cm. oraz do ściany gips-karton.

Decyzja o i odpowiedzialność o sposobie montażu drabinki leży po stronie klienta.

Zestaw zawiera:	drabinę, drewniany drążek do podciągania, akcesoria gimnastyczne
Maksymalna waga użytkownika:	120 kg (w przypadku drewnianego drążka do podciągania)
Maksymalna waga użytkownika dla akcesoriów gimnastycznych:	80 kg
Szerokość:	67 cm
Wysokość:	230 cm
Minimalna wysokość pomieszczenia do instalacji:	240 cm
Sposób montażu:	do ścian
Kolor:	czarny mat, drewno w kolorze dębu
Materiał:	metal, drewno bukowe
Gwarancja na elementy metalowe:	10 lat
Gwarancja na pozostałe elementy:	2 lata

Informacje:

Model:

Kolor: Biały, Czarny