

Multitronic MT-6 aparat do dwukanałowej elektroterapii, terapii ultradźwiękowej i laseroterapii

Opis produktu:

Nowoczesny aparat do terapii **ultradźwiękowej, laserowej i dwukanałowej elektroterapii**. Umożliwia wykonanie dwóch zabiegów jednocześnie, wyposażony w 4,3" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

MULTITRONIC MT-6 to nowoczesny aparat umożliwiający wykonanie 3 terapii:

- laseroterapia
- ultradźwięki
- dwukanałowa elektroterapia

Cechy charakterystyczne:

- Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie,
- Kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym,

- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń,
- Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
- Indywidualna regulacja parametrów zabiegowych,
- Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii
- Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa),
- Może być używany jako aparat przenośny.

Elektroterapia

- Szeroka gama prądów jedno i dwu-kanałowych,
- Prądy typu CC, CV i mikroprądy,
- Terapia skojarzona z ultradźwiękami,
- Ustawienie fal różnego typu (elektroginastyka),
- Ustawienie sekwencji prądów diadynamicznych,
- Sygnalizacja dźwiękowa przerwy w obwodzie pacjenta,
- Test elektrod,
- Funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki (krzywa I/T, wyliczanie współczynników),
- Bezpieczna reakcja na zanik napięcia sieci.

Laseroterapia

- Praca ciągła i impulsowa,
- Funkcja powtórzeń dawki,
- Czujnik do pomiaru mocy lasera.

Ultradźwięki

- Praca ciągła i impulsowa,
- Głowice dwuczęstotliwościowe: 1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm² lub 1cm²,
- Wodoszczelne głowice ultradźwiękowe,
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy ultradźwiękowej z pacjentem,
- Regulacja czułości kontaktu głowicy.

Wyposażenie standardowe

- instrukcja użytkowania,
- przewód sieciowy - **1 szt.**,
- bezpiecznik T-0315AL-250V - **2 szt.**,
- etykiety ostrzegawcze na drzwi LT - **1 kpl.***,
- elektroda silikonowa płaska E-S 50 z podkładem wiskozowym P-50 - **4 szt.**,
- elektroda aluminiowa płaska E-A 75 z podkładem wiskozowym P-75 - **4 szt.**,
- przewód do podłączenia elektrod K-2L - **2 szt.**,
- opaska O-R1 rozmiar (50x500) (mm) - **2 szt.**,
- opaska O-R2 rozmiar (50x800) (mm) - **2 szt.**,
- żel do zabiegu ultradźwięków 0,5 l - **1 szt.***

* - w przypadku zakupu aplikatora do urządzenia

Dane techniczne MULTITRONIC MT-6

DANE APARATU		
zasilanie:	sieć jednofazowa	~230V 10%, 50Hz, 70VA
klasa ochronności elektrycznej		I typ BF

temperatura otoczenia	10°C - 40°C
wilgotność względna	do 85%
wymiary	335 x 270 x 125 mm
masa sterownika	3,4 kg

Elektroterapia

Typy prądów	diadynamiczneinterferencyjne 2P, 4Pstymulacyjne (z tonolizą)TENSKOTZUR (Trabert)faradycznegalwaniczny, jonoforeza
zegar zabiegu	1s - 99 min

Laseroterapia

klasa urządzenia laserowego	3B
zegar zabiegu	1s - 99 min

Ultradźwięki

tryb pracy (emisja)	ciągła lub impulsowa
częstotliwość ultradźwięków	1 MHz lub 3,3 MHz
moc ciągła	2,5 W / cm ²
moc impulsowa w szczycie	3 W / cm ²
częstotliwość impulsów	10 - 150 Hz
wypełnienie impulsów	płynnienie: 5 - 100%, krok 5%; skokowo: 6,25%; 12,5%; 25%; 50%

Informacje:

Liczba kanałów: 2
 Mobilność: Brak akumulatora
 Typy prądów: TENS
 Typy prądów: Diadynamiczne
 Typy prądów: Galwaniczne
 Typy prądów: Träberta
 Typy prądów: Kotz'a
 Typy prądów: Interferencyjne
 Opcje dodatkowe: Programy własne
 Opcje dodatkowe: Elektrodiagnostyka

Model: