

Magnetronic MF-2 aparat do przenośnej magnetoterapii



Opis produktu:

Przenośny aparat do **dwukanałowej magnetoterapii**, umożliwia wykonanie dwóch zabiegów jednocześnie. Posiada 4,3" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

MAGNETRONIC MF-2 nowoczesny przenośny aparat do dwukanałowej magnetoterapii

Cechy charakterystyczne:

- Nowoczesny aparat do dwukanałowej magnetoterapii,
- Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie,
- Kolorowy (4,3") ekran graficzny z panelem dotykowym,
- Przyjazna i łatwa obsługa aparatu,
- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń,
- Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa),
- Indywidualna regulacja parametrów zabiegowych,
- Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii,
- Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów,
- Może być używany jako aparat przenośny,
- Szeroka gama kształtów modulacji,
- Wyposażenie: specjalizowane aplikatory w różnych kształtach i rozmiarach,
- Kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt (unipolarne i bipolarne).

Wyposażenie standardowe:

- instrukcja użytkowania,
- przewód sieciowy - **1 szt.**,
- bezpiecznik T-0315AL-250V - **2 szt.**,
- magnesy kontrolne - **1 szt.***

* - W przypadku zakupu aplikatora do urządzenia

Informacje:

Waga: 3 kg
Tryby pracy: Ciągły i impulsowy
Typ urządzenia: Aparat do magnetoterapii
Zakres częstotliwości: 2-150 Hz
Liczba kanałów: 2
Mobilność: Przenośny
Zasilanie akumulatorowe: Nie
Wbudowane programy: 56
Zapis własnych programów: 50
Czas impuls / przerwa: 0.5 - 8 sek
Ekran: 4
Ekran: 3"
Ekran: kolorowy
Ekran: dotykowy
Kształty pola magnetycznego: sinusoida
Kształty pola magnetycznego: prostokąt
Kształty pola magnetycznego: MX1
Kształty pola magnetycznego: MX2
Kształty pola magnetycznego: trójkąt - unipolarne
Kształty pola magnetycznego: bipolarne
Maksymalna indukcja: Do 8 mT
Zasilanie: 230 V / 50Hz / 70 VA

Model: