

Cewnik wodny ARM 4-kanałowy radialny cewnik anorektalny

Opis produktu:

Czterokanałowy, radialny ceownik anorektalny



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Czterokanałowy ceownik anorektalny, manometryczny z balonem 600 ml. Głębokość oznaczeń 0 cm do 85 cm

Dane techniczne

Numer katalogowy	CAT006
Długość	160 cm
Materiał	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu	1

Informacje:

Model: