



Cewnik wodny ARM 4-kanałowy radialny cewnik anorektalny 13,5 Fr

Opis produktu:

Czterokanałowy, radialny ceownik anorektalny
13,5 Fr

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Cztery czujniki mierzą ciśnienie w czterech ćwiartkach zwieracza analnego. Balon na końcu cewnika może zostać wypełniony w celu uzyskania dodatkowych informacji od pacjenta. Znaczniki głębokości określane są w cm.

Dane techniczne

Numer katalogowy	9012P1392
Długość	160 cm
Materiał	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu	10 szt / opakowanie

Informacje:

Model: