



Cewnik wodny ARM 8-kanałowy radialny cewnik anorektalny

Opis produktu:

Ośmiokanałowy cewnik anorektalny, manometryczny z balonem. Głębokość oznaczeń 0 cm do 85 cm.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Ośmiokanałowy cewnik anorektalny, manometryczny z balonem. Głębokość oznaczeń 0 cm do 85 cm.

Dane techniczne

Numer katalogowy	CAT008
Długość	160 cm
Materiał	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu	1

Informacje:

Model: