



Cewnik wodny ARM 8-kanałowy radialny cewnik anorektalny 13,5 Fr

Opis produktu:

Osiem czujników mierzy ciśnienie w ośmiu częściach zwieracza analnego.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Osiem czujników mierzy ciśnienie w ośmiu częściach zwieracza analnego. Balon na końcu cewnika może zostać wypełniony w celu uzyskania dodatkowych informacji od pacjenta. Znaczniki głębokości określone są w cm.

Dane techniczne

Numer katalogowy	9012P1422
Długość	140 cm
Materiał	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu	10

Informacje:

Model: