



Aparat do elektroterapii COMBI 400 VIP ze stolikiem MOBILE 400

Opis produktu:

Aparat COMBI 400 połączony z dwukanałowym modułem podciśnienia **VACO 400** oraz ze stolikiem **MOBILE 400**

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Combi 400 VIP od ponad 30 lat Gymna jest cenioną marką na rynku fizjoterapii i rehabilitacji. Ergonomiczna konstrukcja, wysoki profesjonalny standard i użycie wysokiej jakości materiałów zapewniły produktom Gymna doskonałą renomę na całym świecie. Gymna oznacza funkcjonalność, niepowtarzalne wzornictwo oraz łatwość obsługi.

Gymna serii 400 łączy w sobie inteligentne rozwiązania z wiodącą technologią. Dzięki rewolucyjnemu kolorowemu ekranowi dotykowemu, urządzenie można obsługiwać w prosty i logiczny sposób. Ekran jest intuicyjnie zaprojektowany i w sposób przejrzysty prowadzi przez dostępne funkcje.

Cechy charakterystyczne:

- hybrydowe głowice ultradźwiękowe z wizualną i akustyczną kontrolą kontaktu,
- 2 oddzielne regulatory natężenia,
- port USB do aktualizacji protokołów,
- ekran dotykowy,
- ponad 700 wbudowanych protokołów leczniczych,
- 12 programów diagnostycznych (krzywa I/t, reobaza, chronaksja),
- obrazy 3D ułatwiające prawidłowe umieszczenie elektrod,
- czytelne menu: klawisze bezpośredniego dostępu umożliwiające wybór pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy celów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu,
- 500 wolnych miejsc w pamięci (własny program / ulubione / wyniki diagnostyczne),
- zintegrowana lista przeciwwskazań,
- biblioteka anatomiczna,
- kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT, o przekąt. 10,4 cala (SVGA: 800 x 600 px),

- każdy rodzaj terapii oznaczony innym kolorem,
- możliwość indywidualizacji interfejsu użytkownika.

Terapie:

- Elektroterapia (2 niezależne kanały)
- Terapia ultradźwiękowa (1 i 3 MHz), jono- i fonoforeza,
- Laseroterapia
- Terapia skojarzona
- Jednoczesne leczenie

Medyczny przewodnik

Medyczny e-book jest kompletnym materiałem źródłowym, zintegrowanym z urządzeniem. Są w nim poglądowe ilustracje oraz opisy wyjaśniające pacjentowi warunki i metody leczenia. Użytkownik ma zawsze dostęp do informacji medycznych, aby przekazać pacjentowi najnowsze informacje w trakcie leczenia. Zarówno Ty jak i Twój pacjent możecie skorzystać z tych cennych zasobów, które są dostępne w każdym momencie.

Przemyślany projekt

Aparat Combi 400 VIP został stworzony w oparciu o najnowsze trendy. Unikalnie zaprojektowany produkt, który łączy w sobie łatwość obsługi z osiągnięciami najnowszej techniki. To dzieło sztuki użytkowej powinno znaleźć się w każdym nowoczesnym gabinecie.

- Duży kolorowy ekran dotykowy TFT (10,4 cala, 800 x 600 pikseli, SVGA).
- Doskonały kąt widzenia dla Ciebie i Twojego pacjenta.

Funkcjonalność

Aparat **Combi 400 VIP** został zaprojektowany zgodnie z innowacjami, które czynią codzienną pracę znacznie łatwiejszą. Urządzenie odpowiada najwyższym standardom jakościowym, aż do najdrobniejszych szczegółów. Prosta obsługa oraz intuicyjny interfejs pozwalają terapeutom przejść przez dostępne funkcje.

- 2 oddzielne regulatory natężenia.
- Port USB do aktualizacji protokołów.
- Ekran dotykowy.
- Hybrydowe głowice ultradźwiękowe z wizualną i akustyczną kontrolą kontaktu.

Medyczny E-book

Gymna idzie z duchem najnowszych międzynarodowych badań naukowych. Wszystkie zaprogramowane protokoły zostały stworzone przez wiodące uczelnie i ekspertów.

- Automatyczny wybór najodpowiedniejszej terapii i najlepszych parametrów.
- Zawsze na bieżąco, dzięki zintegrowanemu portowi USB.

Prezentacja Combi 400 VIP

Informacje:

Kanały: 2

Przeznaczenie: Elektroterapia

Przeznaczenie: Terapia ultradźwiękowa

Przeznaczenie: Laseroterapia

Przeznaczenie: Terapia skojarzona

Model: