

Balmed - wanna do kąpieli balneologicznych



Opis produktu:

Wanna do kąpieli balneologicznych BALMED to wanna specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania zabiegów balneologicznych - kąpiele kwasowęglowych lub solankowych oraz perełkowych kąpiele terapeutycznych (opcja AIR 64) i kąpiele z wykorzystaniem efektów świetlnych (opcja CHROMO). Balmed to wanna balneologiczna stanowiąca podstawowe wyposażenie największych uzdrowisk, sanatoriów oraz ośrodków medical spa & wellness w Polsce.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Balmed - Wanna do kąpieli balneologicznych

Balmed to wanna balneologiczna stanowiąca podstawowe wyposażenie największych uzdrowisk, sanatoriów oraz ośrodków medical spa & wellness w Polsce.

Cechy charakterystyczne:

- niecka wanny dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- niecka wanny wykonana jest z wysokiej jakości szkła akrylowego i żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym,
- duży spust umożliwiający szybkie opróżnienie wanny,
- instalacja wodna wanny (pomijając przyłącza, zawory i termoregulator) jest wykonana z tworzywa sztucznego (PVC), cechującego się wysoką niezawodnością,
- ergonomicznie wyprofilowana niecka wanny,
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min) - dostępne z opcją **AIR64**,
- dysze napełniające wodą nasyconą CO₂,
- wylewka do napełniania wodą, solanką lub wodą siarczkową,
- doprowadzenie wody ciepłej i zimnej,

- słuchawka natrysku,
- możliwość podłączenia 3 rodzajów mediów: woda nasycona CO₂, solanka ciepła lub zimna, woda siarczkowa ciepła lub zimna,
- stopień do wanny,
- czujniki temperatury,
- pojemność niecki zależna od wybranej wersji:
- **STANDARD**: zużycie wody od 150-300 l,
- **ECO**: ekonomiczne zużycie wody od 140-240 l, zmniejszające koszt zabiegu.

Możliwości zabiegowe:

- balneoterapia: kąpiele chlorkowo-sodowe (solanki), wodorowęglanowe (szczawy), siarczkowo-siarkowodorowe, radoczynne, termalne,
- kąpiele w płynnej borowinie,
- kąpiele kwasowęglowe z użyciem saturatora,
- kąpiele w piwie,
- kąpiele perełkowe - dostępne z opcją **AIR64**

Opcje dodatkowe:

- **AIR 64**: 64 dysze powietrzne do masażu perełkowego, system podgrzewania powietrza, niezależna pompa powietrza (opcja wyklucza kąpiele borowinowe oraz z dodatkami tworzącymi zawiesiny np. mleko, piwo)
- **CHROMO 12**: 12 pojedynczych źródeł światła
- **CHROMO 24**: 24 pojedyncze źródła światła
- **PODPÓRKA**: podpórka dla pacjentów o niższym wzroście

Dostępne modele:

Model	Ilość zaworów	Ciepła woda	Zimna woda	Słuchawka natrysku	Medium 1	Medium 2	Medium 3
Balmed ECO / STANDARD	3	Tak	Tak	Tak			
Balmed ECO / STANDARD	4	Tak	Tak	Tak	Tak		
Balmed ECO / STANDARD	5	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
Balmed ECO / STANDARD	6	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Przed zamówieniem wanny, należy określić model i wybrać wersję pojemnościową, np. "Balmed STANDARD 6" - wanna pozwala na podłączenie do 3 rodzajów mediów.

Dane techniczne:

	ECO	STANDARD
Pojemność zabiegowa [l]:	140	150
Pojemność do przelewu [l]:	240	300
Maksymalny czas	Napełniania (do przelewu)	~ 4 minuty* (2x Ø 3/4" DN20, 5 bar)
	Opróżniania (od przelewu)	~ 2 minuty 15 sekund*

Dysze napełniające CO2:	2	2
Zasilanie (CHROMO, AIR 64) [V/Hz]:	230/50	230/50
Pobór prądu [A]:	5	5

* 2x Ø 3/4" DN20, 5 bar** Odpływ min DN 100 o przepustowości min 3,5 L/s na całej długości instalacji ściekowej Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Pojemność zabiegowa [l]: 140
Pojemność zabiegowa [l]: 150
Pojemność do przelewu [l]: 240
Pojemność do przelewu [l]: 300

Opcje produktu:

: Nie, Tak
Kolor: Calypso, Biały
Chrome 2R: Nie, 12 pojedynczych źródeł światła,
24 pojedyncze źródła światła
AIR 64: Nie, Tak
Model Balmed: Balmed ECO, Balmed STANDARD
Zawory Balmed: 3, 4, 5, 6