

Aparat LymphaTouch

Opis produktu:

Urządzenie LymphaTouch zaprojektowane zostało w celu **usprawnienia rehabilitacji**. **Aparat** generuje podciśnienie i wibracje mechaniczne poprawiając **kraężenie limfatyczne**. **Sieć kapilarna** aktywowana jest przez ruchome włókna kotwiące, które zbierają odpady metaboliczne. **LymphaTouch** z powodzeniem może być stosowana w **sporcie, neurologii, gabinetach kosmetycznych** czy **ortopedii**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aparat LymphaTouch

Urządzenie LymphaTouch generujące podciśnienie poprawiające **kraężenie limfatyczne**.

Wskazania do stosowania LymphaTouch:

- obrzęki przed- i pooperacyjne,
- ból,
- blizny i zwłóknienia,
- ograniczenia funkcjonalne,
- zwiększenie zakresu ruchu,
- uszkodzenia tkanek miękkich,
- ostre urazy sportowe,
- zabiegi regeneracyjne,
- terapia powięziowa,
- siniaki,
- dobre samopoczucie i relaks.

W skład zestawu wchodzi:

- urządzenie,
- torba transportowa,
- przystawka 35 mm,
- przystawka 50 mm,
- przystawka 60 mm,
- przystawka 80 mm,
- zestaw 100 filtrów.

Właściwości LymphaTouch:

LymphaTouch® TreatTouch 100TM

Ergonomiczny i wielofunkcyjny aplikator

LymphaTouch® APC

Możliwość regulacji impulsów oraz ciśnienia

LymphaTouch® DuraBat

Bateria gwarantująca ciągłość zasilania przez cały dzień

LymphaTouch® IntelliTouch

Intuicyjny interfejs z panelem dotykowym z wbudowanymi programami leczenia

Dane techniczne:

Regulacja ciśnienia [mmHg]:	20 do 250
Pulsacja i ciśnienie [s]:	0.5 - 5
Wibracje o wysokiej częstotliwości [Hz]:	20 - 90
Wymiary [cm]:	19 x 10 x 11,5
Waga [kg]:	1,1
Zasilane:	Adapter 100-240 VAC
Bateria:	Akumulator LT-1200 litowo jonowy
Wyświetlacz:	TFT LCD 4.3 cala o rozdzielczości 800 x 480

Informacje:

Opcje produktu:

LymphaTouch - wózek/stojak: nie, tak