



Zestaw Axelero Reha oraz Eleveo - podnośnik pacjenta do dynamicznego odciążenia

Opis produktu:

Bieżnia do neurologicznej rehabilitacji ruchowej kończyn z zespolonym podnośnikiem pacjenta do dynamicznego odciążenia.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Bieżnia do neurologicznej rehabilitacji ruchowej kończyn

Profesjonalna **bieżnia medyczna** Axelero spełniająca oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego o przekątnej 7" sterowanie bieżnią jest bardzo komfortowe i intuicyjne.

Cechy charakterystyczne:

- układ stopniowanego zwiększania prędkości od 0,2 km/h do zadanej prędkości,
- stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu,
- ekran dotykowy 7",
- płynna i cicha praca w pełnym zakresie prędkości pasa,
- dwa systemy bezpieczeństwa: przycisk awaryjny oraz wyłącznik magnetyczny,
- ergonomicznie ukształtowane, stabilne poręcze,
- opcjonalne poręcze pediatryczne,
- intuicyjny panel dotykowy.

Najważniejsze cechy prezentowane na wyświetlaczu:

- możliwość regulacji nachylenia bieżni 0-25% (0-14°),
- prędkość biegu 0,2-25 km/h,
- spalane kalorie,
- czas ćwiczenia max 120 minut,
- pokonany dystans,
- START/STOP.

Programy:

- możliwość tworzenia własnego protokołu ćwiczeń, 16 programów zdefiniowanych przez użytkownika,
- ćwiczenia zdefiniowane, 16 gotowych programów + trening wysiłkowy: Balke, Costill, Balke Modified, Balke Ware, Bruce, Bruce Modified, Gander Skinner, USAFSAM, USAFSAM 3.0, Weber,

Dane techniczne:

Zakres prędkości pasa [km/h]:	0,2 do 25
Dokładność regulacji prędkości pasa [km/h]:	0,1
Zakres regulacji pochylenia:	0 do 25% (0 do 14°)
Dokładność regulacji kąta uniesienia [°]:	0,5
Długość części użytkowej pasa [mm]:	1400
Szerokość części użytkowej pasa [mm]:	520
Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego [mm]:	100
Dopuszczalna masa ćwiczącego pacjenta [kg]:	200
Warunki zasilania urządzenia [V/Hz]:	230/50, 10A
Bezpieczeństwo elektryczne:	klasa I, typ B
Masa urządzenia [kg]:	200
Wymiary [mm]:	2170 x 730 x 1350
Wymiary do transportu [mm]:	2200 x 750 x 600

Eleveo - podnośnik pacjenta do dynamicznego odciążenia

- regulacja wysokości podnośnika za pomocą siłownika elektrycznego zasilanego akumulatorowo; akumulator ładowany z gniazdka elektrycznego 230 V,
- podwieszenie dwupunktowe umożliwiające korektę ustawienia miednicy oraz pochylenia przód/tył tułowia za pomocą 4 pasów,
- elektroniczny moduł pozwalający na monitorowanie: poziomu odciążenia lewej i prawej strony ciała, całkowitego odciążenia oraz feedback wzrokowy dla pacjenta,
- podnośnik wyposażony w 4 koła: 2 koła blokowane kierunkowo oraz 2 koła blokowane całkowicie. Koła blokowane kierunkowo dają możliwość ustawienia sposobu poruszania się podnośnika podczas treningu w zaplanowanym kierunku bez konieczności ciągłej kontroli tego ruchu,
- możliwość obniżenia podnośnika do co najmniej 170 cm, co daje możliwość przejechania przez drzwi o wysokości 180 cm oraz pracy z niskimi pacjentami oraz dziećmi,
- szer. podnośnika 88 cm umożliwia przejechanie przez drzwi o szer. 90 cm,
- max. wysokość podnośnika 240 cm,
- możliwość podwieszenia pacjenta o wzroście 220 cm,
- możliwość ćwiczenia z pacjentem o wadze 135 kg,

- możliwość odciążenia pacjenta do 135 kg,
- długość całkowita podnośnika nie większa niż 125 cm,
- możliwość treningu chodu przodem, tyłem i bokiem,
- zmiana kierunku chodu bez konieczności odpinania uprząży od podnośnika,
- regulowane uchwyty pozwalające na zmianę kąta ustawienia,
- dynamiczny system odciążenia umożliwiający przemieszczenie środka ciężkości o min. 5 cm, co pozwala na bardziej fizjologiczny ruch ciała podczas treningu,
- podnośnik wyposażony w jedną uprząż w uniwersalnym rozmiarze.

Informacje:

Model: