

Defibrylator AED Defi 5s - OUTLET



Opis produktu:

Defibrylator Defi 5s to nowoczesne urządzenie, które posiada możliwość wyboru **ręcznego poziomu energii defibrylacji**. **Defi 5s** pozwala leczyć najczęstsze przyczyny nagłego zatrzymania krążenia.

- Produkt powystawowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Defibrylator AED Defi 5s jest urządzeniem medycznym, którego zadaniem jest wyciszenie migotania komór serca, co skutkuje usystematyzowaniem jego rytmu. Urządzenie wyposażone jest w funkcję, która krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych umożliwia wykonanie skutecznej akcji ratunkowej.

Defibrylator AED Defi 5s jest aparatem w pełni przenośnym, dzięki czemu może zostać użyty między innymi w:

- galeriach handlowych,
- ośrodkach sportowych,
- instytucjach państwowych
- festiwalach muzycznych

Defibrylator AED ze względu na poręczny rozmiar doskonale nadaje się, jako wyposażenie służb ratowniczych (GOPR, WOPR) czy też straży miejskiej i policji.

Defibrylator AED - Defi 5s

Defibrylator AED Defi 5s to aparat wyposażony w możliwość wyboru ręcznego poziomu **energii defibrylacji**. Konstrukcja **Defi 5s**, sprawia, że jest to trwałe, niezawodne i proste w obsłudze urządzenie. Świetnie sprawdza się w szkołach i zakładach pracy.

Cechy charakterystyczne Defi 5s:

- dwufazowy impuls defibrylacji,
- intuicyjna obsługa,
- komendy wydawane w języku polskim,
- wyposażony w automatyczną ocenę rytmu pracy serca,
- długa żywotność baterii,
- mała waga i niewielkie rozmiary,
- uniwersalne elektrody eliminujące konieczność nabywania różnych rodzajów elektrod dla poszczególnych kategorii wiekowych pacjentów,
- możliwość transmisji danych,
- pomoc w resuscytacji – funkcja przypominania podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- możliwość ręcznego wyboru poziomu energii defibrylacji.

Skrót **AED** pochodzi z języka angielskiego i oznacza **Automated External Defibrillator**, czyli w języku polskim **Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator**.

AUTOMATYCZNY - Defibrylator AED to urządzenie w pełni zautomatyzowane. Oznacza to, że działa według ustalonego algorytmu, którego zadaniem jest wykrycie nieprawidłowego rytmu serca, migotania komór. Samaritan Pad prowadzi prostymi komunikatami przez cały proces ratowania życia i po przyklejeniu elektrod samodzielnie bada rytm serca. Dzięki temu, również samodzielnie zaleca podanie impulsu elektrycznego.

ZEWNĘTRZNY - Dlatego, ponieważ wszelkie czynności ratunkowe odbywają się za pomocą elektrod, przyklejanych na skórę pacjenta. Elektrody są jednorazowe i po zakończonej akcji ratunkowej należy wymienić je na nowy zestaw Pad-Pak. Podczas akcji ratunkowej jednego pacjenta, elektrod można używać wielokrotnie.

DEFIBRYLATOR - Urządzenie, którego zadaniem jest przywracanie prawidłowego rytmu serca, za pomocą podania impulsu elektrycznego. W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, w połączeniu z resuscytacją krążeniowo – oddechową jest jedynym sposobem na uratowanie życia.

Informacje:

Kategoria: Defibrylatory
Monitorowanie pacjenta: Defibrylatory
Defibrylatory: AED
Stan: doskonały

Opcje produktu: